



GUMDROP SWITCH 17772

CONTENTS

- 1 x Switch Tray **A** containing:
- 1 x Switch **B** (27mm diameter circular switch) with cable attached
- 1 x Velcro strap **C**

OPERATION

1. Detach the Switch from the tray – pull it upwards to separate the Velcro on the tray from the bottom of the switch.
2. Remove the Velcro strap from the tray and unroll it.
3. Place the Velcro strap in the desired location, softer side downwards or nearest to the skin if worn. You may wish to attach the switch to a desktop, tabletop, wheelchair, headrest etc.
4. Press the bottom of the switch onto the coarser side of the Velcro strap in the desired position.
5. Connect the switch to a switch-adapted product using the attached cable.
6. Activate the other item by applying pressure to the switch. A click indicates that the switch has been activated.



CARE AND MAINTENANCE

Wipe the unit clean using a mild household multi-purpose cleaner or disinfectant. Do not use abrasive cleaners as these will scratch the surface of the unit. Do not immerse the unit in water. Store the switch and Velcro strap in the tray after use.

SAFETY

Always supervise the use of this product.

TECHNICAL INFORMATION

This is a simple switch, and a mono switch. ROMPA cannot be held responsible for damage caused to items that are not suitable for use with this switch.



CONTACTEUR CHEWING-GUM 17772

CONTENU

- 1 x petite planche **A** qui contient:
- 1 x contacteur **B** (27mm de diamètre) avec un fil attaché
- 1 x courroie en Velcro **C**

FONCTIONNEMENT

1. Détachez le contacteur de la petite planche – tirez le contacteur vers vous pour le détacher du cercle de Velcro sur la petite planche.
2. Enlevez la courroie en Velcro de la petite planche et la déroulez.
3. Placez la courroie en Velcro dans la position voulue, pour que le côté le plus doux soit au-dessous ou sur la peau si elle est portée. On peut attacher le contacteur à une table, un pupitre, un fauteuil roulant, appui-tête etc.
4. Appuyez dessous du contacteur sur le côté plus dur de la courroie dans la position voulue.
5. Connectez le contacteur à votre produit adapté en vous servant du fil fourni.
6. Activez le produit en appuyant sur le contacteur. Un 'déclat' indique le fonctionnement du contacteur.



SOIN ET ENTRETIEN

Essuyez le contacteur en vous servant d'un produit d'entretien doux ou du désinfectant. N'utilisez pas de détachant abrasif. N'immergez pas le contacteur dans l'eau. Entreposez le contacteur et la courroie en Velcro dans la petite planche après l'usage.

SÛRETÉ

Il faut toujours surveiller l'usage de ce produit.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Ce contacteur est un contacteur simple et mono. ROMPA n'accepte pas de la responsabilité pour les objets qui ne conviennent pas à ce contacteur.



SWITCH GUMDROP 17772

CONTEÚDO

- 1 x Tabuleiro switch **A** que contém:
- 1 x Switch **B** (switch circular com 27mm de diâmetro) com cabo incorporado.
- 1 x Faixa de velcro **C**

FUNCIONAMENTO

1. Separe o switch do tabuleiro – puxe para cima para separar o velcro no tabuleiro do fundo do switch.
2. Remova a faixa de velcro do tabuleiro e desenrole-a.
3. Coloque a faixa de velcro na posição desejada. A parte mais macia virada para baixo. Pode prender o switch no topo de uma mesa, cadeira de rodas, apoio de cabeça, etc.
4. Pressione o fundo do switch contra o velcro, na posição desejada.
5. Ligue o switch ao artigo controlado por switch usando o cabo.
6. Active o produto aplicando pressão no switch. Quando o switch é activado ouvirá um clique.



CUIDADO E MANUTENÇÃO

Limpe com um detergente macio ou com um desinfectante. Não utilize produtos abrasivos pois estes danificam a superfícieda unidade. Não submerja a unidade em água. Guarde a unidade efaixa de velcro no tabuleiro depois de utilizar.

SEGURANÇA

Supervisione sempre a utilização deste produto.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Este é um switch simples mono. A Rompa não pode ser responsabilizada por danos causados em artigos que não são adequados para utilizar com este switch.