



## **1. Product Name**

Lap Pad Set

## **2. Product Code**

18633

## **3. Colour**

Colours may vary

## **4. Brief Description**

Non-invasive method of providing proprioceptive feedback and stability for seated users.

## **5. Contents**

Your Lap Pad Set is supplied in two parts:  
1 box containing four strips of weights (454g/1lb)  
1 package containing the pad and a long metal hook

## **6. Snoezelen® Stimulations**

- Touch
- Proprioception

## **7. Best Use**

For a client who requires a weight to self-regulate and help orientation to task in a seated position.

## **8. Compatible ROMPA® Products**

ROMPA® has many professional weighted items that can aid sleep and help clients who find that weighted equipment aids their quality of life. Please refer to our catalogue or website [www.rompa.com](http://www.rompa.com) for the full range.

## **9. Starting Up**

- Decide on the weight required according to user need.
- Install the weights carefully.
- Place on the user's lap.
- Re-assess and adjust the weight if necessary, ensuring that it is comfortable for the user.
- This product can be used either way up i.e. is reversible.

## **10. Detailed Description**

Each pad holds 4 separate weight strips (included). Weights are safely secured at both ends so pad can be reversed. We recommend a suggested starting point as being using weights totalling a maximum of 2.5% of the client's total bodyweight (this would be less for a small child).

## **11. Safety**

### **ALWAYS SUPERVISE THE USE OF THESE PRODUCTS**

- Please ensure that SI equipment is used following risk assessment in a controlled manner and under close professional supervision.
- Use weight that is appropriate and comfortable for the client.
- Ensure that the "puller" is put away safely, out of the reach of service users.
- All items should be carefully and regularly checked for wear and tear.
- Discontinue use if any item is damaged and is assessed to present risk to the user.
- Remove all packaging and either store this in a safe place out of reach of clients or dispose of this responsibly. Plastic bags and wrapping can be hazardous to children and vulnerable people.
- Make sure all Velcro® is fastened properly and is secure and tight before use.
- Keep all items away from sources of heat and fire.
- Do not allow the user to chew the weighted lap pad.

## 12. Technical Specification

Size: 30 x 20cm  
Weight: 454g/1lb of weights (113g/4oz each)  
Material: Polyester and PU Foam which have been tested to meet CPSIA regulations and Flammability Test of 16 CFR 1610, March 25, 2008 Edition.

## 13. Installation

1. Open the Velcro® at the ends of the four strips.
2. Use the long metal hook to put the weights into the strips. Place the metal loop of the weight (one at each end) around the hook and carefully pull the weight into the channel whilst placing your finger over the Velcro to stop the weight from snagging on it.

You may use one, two, three of the strips or all of them at once. Each strip is identical. This allows you to vary the amount of weight according to each client.

As a suggested guideline, it is recommended that the use of weights totalling a maximum of 5% of the client's total body weight. However, since all the weight is on the client's legs, a suggested starting point would be a maximum of 2.5% of the weight of the client. This should be less for small children (not of school age).

Begin with the smallest amount of weight possible, and increase this gradually, according to need and desired result. Please note – these are guidelines only, not definitive rules for use.

***Use this product appropriately and in accordance with the needs, comfort and safety requirements of your client. Each client responds differently to weight – some respond to more, others to less.***

3. Make sure that the Velcro® is closed before use.
4. If desired, the weights may be used separately as individual therapy tools.
5. To remove the weight strips pull them out by lifting up and away from the Velcro®.

## 14. Care and Maintenance

- Remove all weights from the channels.
- Secure all Velcro® firmly.
- The Lap Pad is machine washable on a warm setting using mild detergent.
- Air dry before use or tumble dry on a low setting.
- Organise a regular cleaning and maintenance schedule.
- Should any wear be found, discontinue use and replace worn parts immediately.
- Store in a safe place out of direct sunlight when not in use.
- Store out of reach of clients – do not allow unsupervised use.
- Do not use harsh, abrasive solvent or bleach cleaning products.
- Check for loose stitching or ripped seams. If found, discontinue use till repaired.
- Check the Velcro® to make sure this is firmly attached. Repair if required.
- The weights may be wiped with a damp cloth. DO NOT immerse the weights in water.

## 15. Troubleshooting

*Not applicable*

Further copies of these instructions can be downloaded at [www.rompa.com](http://www.rompa.com)

We hope you find our instructions invaluable. If you have any suggestions for improving them further your comments will be greatly received – please contact us at [producthelp@rompa.com](mailto:producthelp@rompa.com)



## **1. Produit**

Jeu de Coussin pour Genoux

## **2. Code**

18633

## **3. Couleur**

Les couleurs peuvent varier

## **4. Brève Description**

Le coussin offre sécurité et stabilité aux utilisateurs en position assise

## **5. Contenu**

Votre jeu de coussin pour genoux est fourni en deux parties :

1 boîte qui contient quatre bandes alourdies (454g)

1 paquet qui contient le coussin et un long crochet en métal

## **6. Stimulations Snoezelen®**

- Toucher
- Proprioception

## **7. Usage**

Pour un client qui utilise du poids pour se réguler et pour aider la concentration tandis que la personne soit dans une position assise.

## **8. Produits Compatibles de ROMPA®**

ROMPA® offre plusieurs produits alourdis pour encourager la détente. Prière de voir notre catalogue ou de visiter [www.nenko.fr](http://www.nenko.fr)

## **9. Fonctionnement**

- Choisissez le poids nécessaire
- Introduisez les bandes avec soin
- Mettez le coussin sur les genoux
- Évaluez le poids et changez les bandes selon besoin – il faut que la personne soit confortable
- Ce produit peut être utilisé aux deux côtés – on peut le renverser

## **10. Description**

Le coussin offre sécurité et stabilité aux utilisateurs en position assise. Chaque coussin a 4 rainures avec 4 bandes alourdies séparées (comprises). Les bandes sont solidement attachées des 2 côtés, de façon à ce que le coussin puisse être utilisé des 2 côtés. Inclus 450 de poids. Dim.: 30 x 20 cm

## **11. Sûreté**

### **Il faut toujours surveiller l'usage de ce produit**

- Servez-vous de ce produit d'une façon convenable.
- Servez-vous des bandes pour offrir une sensation confortable
- Gardez le crochet en métal dans un lieu sûr et hors de la portée des usagers
- Jetez l'emballage de façon responsable
- Vérifiez que le Velcro® soit bien en position avant de l'usage
- Gardez ce produit hors des sources de chaleur et de flamme
- Ne jamais introduire ce produit dans la bouche

## **12. Caractéristiques Techniques**

Dimensions : 30 x 20cm

Poids : 454g de bandes (chacune pèse 113g)

Matériaux : polyester et la mousse PU qui conforment aux exigences de CPSIA et 16 CFR 1610

## 13. Installation

1. Ouvrez le Velcro® aux bouts des rainures.
2. Servez-vous du long crochet pour introduire les bandes dans les rainures. Placez la boucle en métal d'une bande (il y a une boucle à chaque bout) au crochet et avec soin, tirez la bande dans la rainure. Votre doigt est sur le Velcro pour éviter des accrocs.

On peut se servir d'une, deux, trois ou toutes les bandes à la fois. Chaque bande est la même. De cette façon on peut changer le poids du coussin selon le client.

Comme guide, le fabricant recommande que le poids des bandes soit un maximum de 5% du poids totale du client. Cependant, tout le poids est sur les genoux du client. Par conséquent, on conseille qu'on commence avec un poids maximum de 2,5% du poids du client. Ce poids est moins pour les petits enfants.

Commencez avec un poids tout petit et augmentez le poids peu à peu, selon votre client. Prière de noter – ces conseils ne sont qu'un guide.

***Servez-vous de ce produit de façon convenable et selon les besoins, le confort et les exigences de votre client. Chaque personne répond de façon différente au poids – certains nécessitent plus de poids ; des autres nécessitent moins.***

3. Vérifiez que le Velcro est fermé avant de l'usage.
4. Si on veut, on peut se servir des bandes sans le coussin.
5. Pour enlever les bandes, tirez-les hors du Velcro®

## 14. Soin et Entretien

- Enlevez toutes les bandes.
- Fermez le Velcro® avant de laver le coussin.
- Ce produit est lavable à machine au réglage tiède.
- On peut sécher ce produit à l'air ou à machine, au réglage frais.
- Entrez ce produit dans un lieu sûr, hors du soleil, et hors de la portée des clients.
- On peut essuyer les bandes en vous servant d'un torchon légèrement humecté – ne jamais immerger les bandes.

## 15. En cas de problèmes

*Ne s'applique pas*



## **1. Nome do Produto**

Almofada de Colo com Pesos

## **2. Código do Produto**

18633

## **3. Cor**

As cores podem variar

## **4. Descrição Breve**

Método não invasivo de proporcionar auto-resposta e estabilidade para utentes sentados.

## **5. Conteúdo**

A sua almofada de colo é fornecida em duas partes:

1 caixa que contém 4 faixas de pesos (total 454g, 113g por peso)

1 embalagem que contém a almofada e um gancho metálico

## **6. Estimulação Snoezelen®**

- Tato
- propriocepção

## **7. Melhor Utilização**

Este produto foi desenhado para ser usado durante atividades sentado.



## **8. Compatibilidade com Produtos ROMPA®**

Veja [www.rompa.com](http://www.rompa.com)

## **9. Começar**

- Coloque o laço metálico do peso (um em cada) à volta do gancho e o peso para dentro do canal
- Este produto é reversível e pode ser usado com qualquer uma das faces para cima

## **10. Descrição Detalhada**

Método não invasivo de proporcionar auto-resposta e estabilidade para utentes sentados. Cada faixa tem até 4 tiras separadas de pesos (incluídas). Os pesos são fixos com segurança em ambas as extremidades e assim a almofada pode ser invertida. Inclui 454g de pesos.

Tamanho: 30 x 20cm

## **11. Segurança**

Supervisione sempre a utilização deste produto. Este produto não é um brinquedo

## **12. Especificações Técnicas**

Tamanho: 30 x 20cm

Peso: 454g em pesos (113g cada)

## **13. Instalação**

1. Abra o velcro nas pontas das quatro faixas.
2. Utilize o gancho metálico para colocar os pesos dentro das faixas. Coloque o laço metálico do peso (um em cada) à volta do gancho e o peso para dentro do canal ao mesmo tempo que coloca o dedo sobre o velcro para impedir que o peso fique agarrado.

Pode utilizar uma, duas, três ou todas as faixas ao mesmo tempo. As faixas são todas idênticas. Isto permite-lhe variar a quantidade de peso de acordo com cada cliente.

Como linha de orientação, é recomendado que a utilização de pesos no total de 5% do peso corporal do cliente. No entanto, uma vez que todo o peso está concentrado nas pernas do cliente, um ponto inicial sugerido é de 2.5% do peso do cliente. Isto deve ser menos para crianças pequenas (sem idade escolar).

Comece com a menor quantidade possível e aumente gradualmente, de acordo com as necessidades e resultados desejados. Nota – estas são apenas sugestões, não são regras de utilização.

***Utilize este produto de forma apropriada e de acordo com as necessidades, conforto e requisitos de segurança do seu cliente. Cada cliente responde de forma diferente ao peso – alguns respondem a mais, outros respondem a menos.***

3. Verifique se o velcro está fechado antes de utilizar.
4. Caso deseje, os pesos podem ser utilizados separadamente como ferramentas de terapia individuais.
5. Para remover as faixas de pesos, puxe-as para cima, afastando-as do Velcro®.

## **14. Cuidado e Manutenção**

1. Remova todos os pesos e feche o Velcro® antes de lavar.
2. Lavável na máquina com água morna.
3. Deixe secar ao natural ou seque na máquina com uma temperatura baixa

## **15. Resolução de Problemas**

*Não aplicável*