



1. Product Name

Leaf Chair Stand

2. Product Code

14669

3. Colour

White

4. Brief Description

An alternative suspension point when ceiling fixing is not feasible.

5. Contents

1 x Leaf Chair Stand (stand supplied in 2 pieces, bolts, allen keys)
Leaf Chair and chain are NOT included

6. Snoezelen® Stimulations

Vestibular

7. Best Use

Use with the Leaf Chair indoors. The Leaf Chair is intended to be used in a gentle swinging motion. This frame is not designed for use with any other type of swing or chair.

8. Compatible ROMPA® Products

14668 – Leaf Chair

9. Starting Up

There are no short cuts when suspending equipment such as the Leaf Chair and Leaf Chair Stand. Please follow the Installation instructions below.

10. Detailed Description

An alternative suspension point when ceiling fixing is not feasible. Chain and Leaf Chair not included.

11. Safety

Always supervise the use of this product

This product is not a toy. Any activity involving motion, height or rotation may cause serious injury. This product is intended for appropriate use under the supervision of trained professionals.

The maximum weight this product will support is 100kg (approximately 14 stones). Please note that this is the maximum weight of the person, not a working load. All movement adds extra load to the suspension point. This extra load will include the weight and force of the chair being held in place whilst someone gets into it.

This chair is intended to provide gentle rocking motions only.

This chair is not intended to be spun, twisted or used in circular motions.

This chair is not intended to be moved with great force.

Handle the chair with care and with gentle movements.

Allow adequate space all around the chair so that it doesn't come into contact with walls, the floor or any other obstacles.


Regularly check the chair and stand for signs of wear. We strongly recommend that you record your findings and diarise you checks to ensure that these happen.

Worn parts should be replaced immediately

Use helmets and mats as required.

12. Technical Specification

Size: 210H x 152L x 215cmW



13. Installation

1. This product is intended for indoor use only.
2. Place both parts of the stand together so that the holes are aligned (see image above). Fasten the two parts together securely using the bolts and allen key provided. Once the stand is securely assembled, attach one end of the chain to the hook on the frame and hook the chair onto the other end of the chain. The chain is likely to be longer than required, so if necessary use the other links in the chain rather than the very end of the chain.

14. Care and Maintenance

Regularly check the chair and stand for signs of wear and tear. These checks include:

- Make sure there are no tears or splits on the fabric part of the swing
- Make sure the eyelets are all in place so that the cord that secures the fabric to the chair frame will not wear away at the fabric
- Check the hook at the top of the chair for signs of wear
- Check your stand for signs of wear

15. Troubleshooting

Not applicable

Further copies of these instructions can be downloaded at www.rompa.com

We hope you find our instructions invaluable. If you have any suggestions for improving them further your comments will be greatly received – please contact us at producthelp@rompa.com



1. Produit

Potence pour Hamac Feuille

2. Code

14669

3. Couleur

Blanc

4. Brève Description

Permet d'éviter la fixation au plafond. Ne comprend pas le fauteuil et la chaîne.

5. Contenu

1 x Potence (deux parties constituantes, une clé, 2 écrous)
Le Hamac et la chaîne ne sont pas compris

6. Stimulations Snoezelen®

Vestibulaire

7. Usage

Pour l'usage avec le Hamac à l'intérieur. Le Hamac Feuille était conçu pour un mouvement doux de balançoire seulement. Cette potence n'était pas conçue pour l'usage avec les autres hamacs ou balançoires.

8. Produits Compatibles de ROMPA®

14668 – Hamac Feuille

9. Fonctionnement

On ne devrait pas se dépêcher en installant les équipements de suspension. Prière de suivre les conseils d'installation au-dessous. En cas de doute en ce qui concerne l'installation de ce produit, prière de consulter un ingénieur convenablement qualifié.

10. Description

Permet d'éviter la fixation au plafond. Ne comprend pas le fauteuil et la chaîne.

11. Sureté

Il faut toujours surveiller l'usage de ce produit

Ce produit n'est pas un jouet. Toute activité qui comprend un mouvement, la hauteur ou la rotation peut causer une blessure. Ce produit est conçu pour l'usage convenable sous la surveillance d'une personne qualifiée.

Le poids maximum que ce produit supportera est 100kg. Ce maximum est le poids maximale de la personne – 100kg n'est pas le poids maximale d'usage. Tout mouvement ajoute plus de poids au point de suspension. N'oubliez pas qu'on appuie plus de poids sur le hamac en tenant le hamac tandis qu'une personne se met dedans.

Ce hamac était conçu pour un mouvement doux de balançoire seulement. Il n'était pas conçu pour être tourné, tordu or bougé en mouvements rotatifs.

Ce hamac ne devrait pas déplacé en se servant de grande force ou pression.

Maniez ce hamac avec soin et en vous servants des mouvements doux.

Laissez de l'espace libre d'obstacles autour de le hamac pour qu'il ne touché pas les murs, le sol ou un obstacle.

Il faut régulièrement vérifier votre hamac et votre système de suspension pour l'usure.


Nous vous conseillons d'enregistrer les résultats de vos recherches et d'organiser un agenda de contrôles pour vous assurer que l'état du produit soit vérifié souvent.

Remplacez immédiatement toute partie usée

Servez-vous des casques et des tapis si vous en avez besoin.

12. Caractéristiques Techniques

Dimensions: 210 x 152 x 215cm



13. Installation

1. Ce produit est pour l'usage à l'intérieur seulement.
2. Placez les deux parties ensemble pour que les trous s'alignent. Fixez-les ensemble en vous servant des écrous et la clé compris (voir l'image plus haut). Dès que la potence est fermement assemblée, attachez un bout de la chaîne au crochet de la potence et l'autre au crochet du Hamac. Il est probable que la chaîne sera trop longue – si vous en avez besoin, servez-vous des maillons au centre de la chaîne au lieu des ceux au bout.

14. Soin et Entretien

Il faut régulièrement vérifier le Hamac et la Potence pour l'usure. Ces épreuves comprennent:

- Vérifiez qu'il n'y a pas de déchires dans le tissu du Hamac
- Vérifiez que les œillets soient en position pour que la corde ne frotte pas le tissu
- Vérifiez le crochet au-dessus du Hamac pour l'usure
- Vérifiez la Potence pour l'usure

15. En cas de problèmes

Ne s'applique pas