



BIG BUG MASSAGER 17603

CONTENTS

1 x Big Bug Massager

Please note: This product requires, but does not include, 2 AA batteries

BEFORE USE

Install Batteries: Gently lift off the top of the Big Bug by squeezing in the middle of both sides along the central line. Insert two batteries observing the polarity indicated. Do not mix old and new batteries. Do not use rechargeable batteries. Use only AA batteries. Replace the lid.

USE

The Big Bug Massager can be used in two ways:

Switched off, the Big Bug Massager provides a gentle 'rolling' massage, using gentle circular or up and down motions.

Switched on, the massage is more invigorating. To switch the Big Bug Massager on, press his nose.

Suggested use: on back, neck, legs or arms.

Do not apply too much pressure onto the Massager. Experiment till the desired amount of pressure is achieved. Use over clothing if desired, remembering that increasing the number of layers will decrease the intensity of the massage.

Use for five minutes initially, gradually increasing the time as desired, up to fifteen minutes. This is a suggestion only – use will depend on individual preferences and requirements. Discontinue use immediately if discomfort is experienced.

Switch off after use. Forgetting to do so may cause the Big Bug to vibrate himself off a table etc!

For use in dry environments only.

Do not immerse in water.

The use of this product is in no way intended to replace medical treatment.

If in any doubt about the suitability of this product consult your doctor before use.

CARE & MAINTENANCE

Store in a cool, dry place.

Replace batteries as soon as operation becomes erratic. If replacing batteries, switch off first.

SAFETY

Always supervise the use of this product. This is not a toy. For three years and above.

SPECIFICATION

Weight: 0.25kg

Approximate Size: 10x10x13cm



LE MASSEUR BLAGUEUR 17603

CONTENU

1 x Le MassEUR Blagueur

Notez : Ce produit nécessite, mais ne comprend pas deux piles AA

AVANT DE L'USAGE

Pour installer les piles: Doucement enlevez le dessus du MassEUR – serrez les deux côtés du MassEUR au centre. Insérez deux piles observant la polarité indiquée. Ne pas mixer les piles neuves et usées. Ne pas utiliser des piles rechargeables. N'utilisez que les piles AA. Remplacez le dessus.

USAGE

On peut se servir du MassEUR en deux manières :

Éteint, le MassEUR propose un massage doux à bille. Faites des mouvements doux et circulaires ou ascendants et descendants.

Allumé, le MassEUR propose un massage plus intensif. Pour allumer le MassEUR, appuyez sur son nez.

Suggestion : un massage sur le dos, le cou, les jambes ou les bras.

Ne pas appuyer trop sur le MassEUR. Faites des essais pour trouver le massage voulu. On peut se servir du MassEUR par-dessus les vêtements, mais ne pas oublier que des massages par-dessus plusieurs couches de vêtements sont moins intensifs.

Utilisez le MassEUR pendant cinq minutes au début, augmentant la durée du massage peu à peu. Ne pas dépasser quinze minutes. Ces conseils ne sont qu'une suggestion – l'usage de ce produit dépend des exigences et besoins de l'individu. Cessez d'utiliser ce produit si l'usage soit désagréable.

Eteindre après usage. En oubliant de l'éteindre on risque de faire tomber le MassEUR vibrant de la table !

Pour l'usage au sec seulement.

Ne pas immerger dans l'eau.

Ce produit ne substitue pas les soins médicaux.

En cas de doute, consultez votre médecin avant de l'usage.

SOIN ET ENTRETIEN

Entreposez ce produit dans un lieu sur, sec et frais.

Remplacez les piles dès que le fonctionnement devient irrégulier. Avant de remplacer les piles, éteignez le MassEUR.

SÛRETÉ

Il faut toujours surveiller l'usage de ce produit. Ce produit n'est pas un jouet. Pour les personnes de plus de trois ans.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Poids: 0,25 kilos

Dimensions approximatives: 10 x 10 x 13 cm



MASSAJADOR INSECTO 17603

1 x Massajador Insecto

Atenção: Este produto necessita de 2 pilhas AA que não estão incluídas.

ANTES DE UTILIZAÇÃO

Colocação de Pilhas: Levante suavemente o cimo do massajador apertando no centro de ambos os lados. Insira as duas pilhas tendo em atenção a polaridade indicada. Não misture pilhas antigas com as novas. Não utilize pilhas recarregáveis. Utilize apenas pilhas tamanho AA. Volte a colocar a tampa.

UTILIZAÇÃO

O Massajador pode ser utilizado de duas maneiras:

Desligado, o massajador oferece uma massagem suave, fazendo movimentos circulares para cima e para baixo.

Ligado, o massajador é mais tonificante. Para ligar o Massajador Insecto, pressione o seu nariz.

Sugestões de utilização: costas, pescoço, pernas e braços.

Não aplique demasiada pressão no massajador. Faça uma experiência até alcançar a pressão desejada. Utilize sobre as roupas caso assim o deseje, recordando-se que o aumento da espessura provocada pela roupa, irá diminuir a intensidade da massagem.

Utilize inicialmente durante cinco minutos, aumentando gradualmente o período de tempo como desejado, até quinze minutos.

Este procedimento é apenas uma sugestão – a sua utilização irá depender das preferências iniciais e necessidades.

Pare imediatamente a sua utilização caso sinta desconforto.

Desligue o massajador após a sua utilização. Caso se esqueça de o desligar, este poderá vibrar sozinho e cair, por exemplo de uma mesa!

Apenas para ser utilizado em ambientes secos.

Não mergulhe este produto na água.

A utilização deste produto não pretende de forma alguma substituir o tratamento médico.

Caso tenha alguma dúvida sobre a conveniência deste produto é favor contactar previamente o seu médico antes de iniciar a sua utilização. .

CUIDADOS & MANUTENÇÃO

Guarde este produto num local seco e fresco.

Substitua as pilhas logo que o seu funcionamento começa a ter falhas. Quando proceder à substituição das pilhas, desligue em primeiro lugar o massajador. .

SEGURANÇA

Supervisione sempre a utilização deste produto. Este produto não é um brinquedo. Utilização a partir dos três anos de idade.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Peso: 0.25Kg Tamanho aproximado: 10x10x13cm