



## TALKING SPEECH THERAPY MIRROR 18371

### CONTENTS

- 1 x Talking Speech Therapy Mirror Base
  - 1 x 30 x 30cm (12" x 12") shatter proof mirror
- Requires (but does not include) 4 x AA batteries

This Speech Therapy tool will store up to 10 seconds of instruction, sound or music. The user simply touches the black switch to activate the pre-recorded message. New recordings can be made as often as needed with just the touch of a button. Made from high impact plastic with a shatter proof mirror, this therapeutic device features a volume control and an on/off switch.

### SET UP

1. Turn the switch over to locate the battery compartment.
2. Observing the polarity indicated, install two AA batteries. Alkaline batteries are recommended as they last longer.
3. Place the base unit on a flat surface in front of the person to be using the mirror. Remove the protective film from the mirror then position the mirror into the channel on the base so that it will stand on its own. The mirror should lean back slightly in the holder, away from the user.

### RECORD AND PLAYBACK

Turn on by rotating the volume on/off knob in a clockwise direction. As you continue to turn the knob, the volume of the playback will increase.

#### To Record

Press and hold the Black switch Pad and the Red record button at the same time. While holding down both switches, speak clearly at least 30cm (12") from the microphone (the microphone is located between the on/off/volume control and the red record button). Release both buttons when you have finished recording.

#### To play back

Simply touch the black oval switch pad on the front of the unit. The entire pre-recorded message will play back. Adjust the volume control as necessary.

### CARE AND MAINTENANCE

1. When not in use for long periods of time, please remove the batteries or leakage may occur.
2. The non-slip rubber trim on the base contains latex and should not be used with individuals who are sensitive to latex proteins.
3. The base unit can be wiped down with a mild disinfectant as needed. Do not immerse the base unit. The Acrylic mirror may be wiped with a soft cloth and non-abrasive glass cleanser.

### SAFETY

Always supervise the use of this product.



## MIROIR DE THERAPIE PARLANT 18371

### CONTENU

- 1 x base de Miroir de Thérapie Parlant
  - 1 x miroir acrylique incassable, 30 x 30cm
- Ce produit nécessite (mais ne comprend pas) 4 piles AA

Cet appareil pour l'orthophonie tiendra jusqu'au 10 secondes d'enregistrement. L'utilisateur touche le bouton noir pour activer le message enregistré. On peut facilement enregistrer un message nouveau. Fait en plastique anti-choc avec un miroir incassable, cet appareil de thérapie comprend un réglage de volume et un bouton pour allumer/éteindre.

### MONTAGE

1. Renversez le bouton pour accéder au compartiment de piles.
2. Observant la polarité indiquée, installez deux piles AA. Nous recommandons l'usage des piles alcalines car elles durent longtemps.
3. Placez la base sur une surface plate devant l'utilisateur. Enlevez le film protecteur du miroir et puis positionnez le miroir dans la fente de la base pour qu'il soit debout. Le miroir se penche un peu en arrière.

### ENREGISTRER ET REPASSAGE

Allumez ce produit en tournant le bouton volume/on/off dans le sens des aiguilles d'une montre. As you continue to turn the knob, the playback will increase.

#### Pour enregistrer

Appuyez sur et tenez le bouton noir et le bouton rouge d'enregistrement à la fois. Tandis que vous tenez ces deux boutons, parlez nettement au moins 30cm du microphone (le Microphone se trouve entre le réglage on/off/volume et le bouton rouge d'enregistrement. Relâchez les deux boutons après avoir fini l'enregistrement.

#### Pour repasser

Touchez le bouton noir au devant du produit. Le message entier se repassera. Réglez le volume selon besoin.

### SOIN ET ENTRETIEN

1. Enlevez les piles si le produit sera hors d'usage pendant longtemps.
2. Le bord antidérapant en caoutchouc contient du latex – ne pas l'utiliser avec des individus qui sont sensibles à latex.
3. Essuyez la base avec un désinfectant doux selon besoin. Ne pas immerger le produit. Essuyez le miroir avec un chiffon doux et un produit pour nettoyer le verre. Evitez des détachants abrasifs.

### SURETE

Il faut toujours surveiller l'usage de ce produit.



## ESPELHO FALANTE PARA TERAPIA DA FALA 18371

### CONTEÚDO

- 1 x Base para espelho falante
- 1 x Espelho com 30 x 30cm anti-quebra
- São necessárias 4 pilhas AA (não incluídas)

Esta ferramenta da terapia da fala armazena até 10 segundos de instruções, som ou música. O utilizador simplesmente tem de tocar no switch preto para activar a mensagem pré-gravada. Podem ser feitas novas gravações, as vezes que forem necessárias, com apenas o toque de um botão. Feito em plástico resistente com um vidro anti-quebra, este aparelho terapêutico possui controlo de volume e um botão ON/OFF.

### CONFIGURAÇÕES

1. Vire o switch ao contrário para localizar o compartimento das pilhas.
2. Observe a polaridade indicada e instale duas pilhas AA. São recomendadas pilhas alcalinas pois duram mais tempo.
3. Coloque o dispositivo numa superfície plana e segura em frente à pessoa que vai usar o espelho. Remova o filme protector do espelho e depois coloque o espelho na base para que este se segure em pé. O espelho deve inclinar ligeiramente para trás quando está no suporte, longe de qualquer utilizador.

### GRAVAÇÃO E REPRODUÇÃO

Ligue o aparelho girando o controlo de volume no sentido dos ponteiros do relógio. À medida que continua a rodar o controlo de volume, o volume de reprodução vai aumentar.

#### Para Gravar

Pressione o switch preto e o botão REC ao mesmo tempo. Enquanto pressiona os dois botões, fale claramente a pelo menos 30cm do microfone (o microfone está localizado entre o controlo de volume e o botão de gravação vermelho). Solte os dois botões quando tiver terminado a gravação.

#### Para Reproduzir

Simplesmente pressione o switch oval preto na frente do dispositivo. A mensagem pré-gravada irá reproduzir na totalidade. Ajuste o controlo de volume ao seu gosto.

### CUIDADOS E MANUTENÇÃO

1. Quando não for utilizado por longos períodos de tempo, deve remover as pilhas ou pode haver derrame de químicos.
2. A borracha anti-deslizante utilizada na base do aparelho contém látex e não deve ser utilizada por indivíduos sensíveis ao látex.
3. A base pode ser limpa com um detergente macio se necessário. Não afunde a base do aparelho em água. O espelho acrílico pode ser limpo com um pano macio e detergente para limpeza de vidros não abrasivo.

### SEGURANÇA

Supervisione sempre a utilização deste produto.