



## **1. Product Name**

Switchable Vibration Pillow

## **2. Product Code**

15800 and 18944

## **3. Colour**

Available in black, turquoise, light blue and burgundy or sheep plush (cream).

## **4. Brief Description**

Now the user can be in control by using any switch plugged into this ever popular vibrating cushion. Against the face it provides gentle tactile stimulation for those with profound difficulties. Requires 2 x D batteries and a switch (not included).

## **5. Contents**

- 1 x Switchable Vibration pillow  
*Requires 2 x D batteries and a switch (not included)*

## **6. Snoezelen® Stimulations**

- Touch

## 7. Best Use

The pillow can help soothe away aches and pains and increase blood circulation.

The vibration pillow may help with the following:

- For gentle relaxation and to ease swollen ankles place feet on the pillow.
- For soothing tired and aching muscles, place the pillow behind the calves.
- For easing the discomfort of aches and pains in the joints, place the pillow behind the knees.
- To ease sciatic pain, place on the lower back.
- To relieve stiff necks, as well as the tension and stress which can cause headaches, place the pillow between the shoulder blades.
- To activate vibrations throughout the back region, place the pillow in the middle of the back.

## 8. Compatible ROMPA® Products

Please refer to our catalogue or website [www.rompa.com](http://www.rompa.com) for a great selection of items including a variety of switches that provide a huge variety of physical, cognitive, olfactory, tactile and visual input.

## 9. Starting Up

- Unpack and dispose of packaging appropriately and responsibly
- Connect Switch via the jack socket.  
**NOTE:** The pillow will now no longer vibrate when pressure is applied.
- Activate your switch to initiate the vibratory tactile input.
- Remove the jack plug of the switch from the socket and normal operation can be resumed.

## 10. Detailed Description

The user can be in control by using any switch plugged into this ever popular vibrating cushion. Against the face it provides gentle tactile stimulation for those with profound difficulties.

## 11. Safety



Please read all the following safety information before each use

### **ALWAYS SUPERVISE THE USE OF THIS PRODUCT**

- Remove all packaging and either store this in a safe place out of reach of clients or dispose of this responsibly. Plastic bags and wrapping can be hazardous to children and vulnerable people.
- Keep away from sources of heat and fire.
- Use indoors, in dry environments.
- This product is not a toy.
- Remove all packaging and either store this in a safe place out of reach of clients and dispose of this responsibly. Plastic bags and wrapping can be hazardous to children and vulnerable people.
- Keep away from sources of heat and fire.
- Do not immerse in water.

## 12. Technical Specification

Size: 30 x 30cm.

## 13. Installation

1. Open the zip on the back of the pillow.
2. Remove the plastic holder and insert the batteries observing the polarity indicated.
3. Ensure that they are placed in the same direction.
4. Replace the holder and close the zip.

## **14. Care and Maintenance**

- Organise a regular cleaning schedule.
- Wipe off accidental marks/liquids at the time they occur or are noticed.
- Furniture and cushioning is intended to provide comfort and relaxation. Avoid eating and drinking whilst using these products.
- Direct contact with bright sunlight may affect material over time.
- Replace the batteries as required.
- The cover may be removed with care and hand-washed in cool water using a very mild cleaning product.
- Do not immerse the central stuffing in water.

## **15. Troubleshooting**

*Not applicable*

Further copies of these instructions can be downloaded at [www.rompa.com](http://www.rompa.com)

We hope you find our instructions invaluable. If you have any suggestions for improving them further your comments will be greatly received – please contact us at

[producthelp@rompa.com](mailto:producthelp@rompa.com)



### **1. Nome do Produto**

Almofada Vibratória Interativa

### **2. Código do Produto**

15800, 18944

### **3. Cor**

Conforme disponibilidade

### **4. Descrição Breve**

Agora o utilizador pode estar em controlo utilizando um switch ligado a esta popular almofada vibratória.

### **5. Conteúdo**

- 1 x Almofada Vibratória Interativa  
Este produto necessita de 2 pilhas D e de um switch (não incluídos)

### **6. Estimulações Snoezelen<sup>®</sup>**

- Toque

### **7. Melhor Utilização**

Utilize com um switch com um jack de 3.5mm ou com 6.35mm e adaptador.

## **8. Compatibilidade com Produtos Rompa®**

A Rompa disponibiliza uma vasta gama de switches que podem ser utilizados com esta almofada – visite [www.rompa.com](http://www.rompa.com) para mais informações.

## **9. Começar**

- Ligue a um switch
- Ative o switch

## **10. Descrição Detalhada**

Agora o utilizador pode estar em controlo usando qualquer switch ligado a esta popular almofada. Encostada na face, proporciona uma estimulação tátil gentil para quem tem deficiência profunda. As cores podem variar. Necessita de 2 pilhas D e de um switch (não incluídos).

## **11. Segurança**

- Supervisione sempre a utilização deste produto.
- Este produto pode ajudar a acalmar as dores mas não é uma alternativa à atenção médica profissional.

## **12. Especificações Técnicas**

Tamanho: 30 x 30cm

## **13. Instalação**

1. Ligue a ficha jack do seu switch na ligação jack de 3.5mm perto do fecho da sua almofada. Se o seu switch tiver um jack maior (6.35mm) vai precisar de um adaptador apropriado. Verifique se o jack está devidamente encaixado até ao fim.
2. Ative o switch. A almofada pode ser ativada por um momento quando liga o jack, mas vai parar rapidamente. A vibração da almofada só será ativada quando ativar o seu switch. Aplicar pressão na almofada já não vai ativar a vibração. A ativação é momentânea – a vibração só será ativada enquanto ativar o seu switch.

## **14. Cuidado e Manutenção**

- Guarde num local limpo e seco quando não estiver a utilizar.
- Substitua as pilhas assim que a utilização se torne errática. Abra o fecho, remova o suporte plástico das pilhas e introduza duas pilhas D observando a polaridade indicada. Volte a colocar o suporte das pilhas e feche o zip.
- Não misture pilhas velhas com pilhas novas. Não misture pilhas alcalinas, standard ou recarregáveis. Não tente recarregar pilhas não recarregáveis. Utilize apenas pilhas com as especificações corretas. Introduza as pilhas corretamente, tendo atenção à polaridade indicada. Remova as pilhas se não utilizar este produto por longos períodos de tempo. Não ponha os terminais em curto-circuito. Deposite as pilhas num local apropriado de forma responsável.
- A eletrónica pode ser removida cuidadosamente da almofada para facilitar a limpeza da cobertura. Abra o zip na parte de trás da almofada e puxe o suporte das pilhas para fora. Lave a cobertura à mão, apenas com água fria e um detergente macio. Não utilize lixívia.

## **15. Resolução de Problemas**

*Não aplicável*