



1. Product Name

Horseshoe

2. Product Code

19546

3. Colour

As specified

4. Brief Description

A cushioned platform to surround a Musical Positioning Cushion or ROMPA® Positioner (both to be purchased separately).

5. Contents

- 1 x Horseshoe
Please note: this product requires, but does not include, a Musical Positioning Cushion or Positioner

6. Snoezelen® Stimulations

- *Not applicable*

7. Best Use

Use on a flat, stable surface with a Musical Positioning Cushion or a Positioner.

8. Compatible ROMPA® Products

15781, 17781 - Musical Positioning Cushion
18286, 18483 – Positioner

9. Starting Up

- Place on a flat, stable floor in a suitably safe indoor location.

10. Detailed Description

A cushioned platform to surround a Musical Positioning Cushion or ROMPA® Positioner (both to be purchased separately). Keeps the Musical Positioning Cushion/Positioner steady, makes access to it easier and provides additional seating area for a carer to rest alongside for reassurance. Also allows the Cushion/Positioner to be raised at one end to form a back and head rest.

11. Safety



Please read all the Safety information below before each use

ALWAYS SUPERVISE THE USE OF THIS PRODUCT

Remove all packaging and either store this in a safe place out of reach of clients or dispose of this responsibly. Plastic bags and wrapping can be hazardous to children and vulnerable people.

This product contains a foam filling. Where a ROMPA® product has a zip, this zip is intentionally located out of sight (e.g. on the underside) to discourage access to it. The zip is also secured with stitching and where possible, hidden by a fabric flap. Regularly check that

the zip is not readily accessible. Do not attempt to access the interior part of this product. Never allow children or vulnerable people to access the interior part of this product.

Should any seams or the zip become damaged, contact ROMPA® immediately to arrange repair or replacement. Should the product require re-filling, contact ROMPA® immediately to discuss this.

Keep away from sources of heat and fire.

12. Technical Specification

Size: 160L x 145W x 40cmH

13. Installation

1. Place on a flat, stable floor in a suitably safe indoor location.
2. Place on a flat stable floor that is capable of holding the weight of the product and two adults on it.
3. Place the Horseshoe around your Musical Positioning Cushion/Positioner as shown above.
4. Make sure that clients have removed their shoes.

14. Care and Maintenance

- For indoor use only.
- Always supervise the use of these products.
- Organise a regular cleaning schedule.
- Vinyl will crack, tear and rub off if subjected to sharp objects or continual rubbing by hard objects. Remove shoes, and avoid buckles, zips or sharp/hard/pointed objects coming into contact with the surface.
- Check seams regularly to ensure that these are not worn or split and the interior filling cannot be accessed.
- Wipe off accidental marks/liquids at the time they occur or are noticed.
- From time to time, if possible, lift floor cushion or move furniture to clean all surfaces and the floor underneath.
- Furniture and cushioning is intended to provide comfort and relaxation. Avoid eating and drinking whilst using these products.
- Steam cleaning is not advised.
- Do not place near sources of heat or fire that may damage the surface (radiators, fires, underfloor heating, hot central heating pipes etc.)
- Direct contact with bright sunlight may affect material over time.
- Do not saturate the material with lots of water.
- Some of our products contain zips for manufacturing purposes only. Do not attempt to open these or to access the interior part of these products. Never allow children or vulnerable people to access the interior part of this product.

PVC (Vinyl)

- Use a soft brush remove all loose dust/dirt
- Clean with a mild detergent (such as Lux soap flakes in luke-warm solution) applied to a sponge or damp cloth.
- This may be sanitised using a weak solution of Milton fluid.
- Do not use excessive amounts of water and always ensure the PVC is dry after cleaning.
- Do not use an abrasive cleaning pad.
- Do not use boiling/very hot water, washing up liquid / aggressive detergent or solvent based cleaner as this will cause the coating to discolour and go hard.
- Steam cleaning is not advised.

15. Troubleshooting

Not applicable

Further copies of these instructions can be downloaded at www.rompa.com

We hope you find our instructions invaluable. If you have any suggestions for improving them further your comments will be greatly received – please contact us at

producthelp@rompa.com



1. Produit

Sabot

2. Code

19546

3. Couleur

Selon votre choix

4. Brève Description

Une plateforme rembourrée pour un Coussin de Position Musical ou ROMPA® Positionneur (les 2 à commander séparément).

5. Contenu

- 1 x Sabot
Prière de noter : ce produit nécessite, mais ne comprend pas, un Coussin de Position Musical ou ROMPA® Positionneur

6. Stimulations Snoezelen®

- *N'applique pas*

7. Usage

Pour l'usage sur une surface plate et stable avec un Coussin de Position Musical ou ROMPA® Positionneur.

8. Produits Compatibles de ROMPA®

15781, 17781 – Coussin de Position Musical
18286, 18483 – ROMPA® Positionneur

9. Fonctionnement

- Mettez ce produit sur une surface plate, sûre, stable et capable de tenir le poids de ce produit aussi que des usagers. Pour l'usage à l'intérieur.

10. Description

Une plateforme rembourrée pour un Coussin de Position Musical ou ROMPA® Positionneur (les 2 à commander séparément). Avec le Sabot, le Coussin de Position Musical / Positionneur est plus stable, il est plus accessible et il donne de la place à un accompagnateur pour s'asseoir en rassurant le client. Le Sabot donne aussi la possibilité de monter le Coussin/Positionneur à un côté afin que vous puissiez l'utiliser comme support pour le dos et la tête. N'oubliez pas de préciser le tissu et la couleur.

11. Sécurité



Prière de lire ces notices avant de chaque usage

IL FAUT TOUJOURS SURVEILLER L'USAGE DE CE PRODUIT

- Enlevez tout emballage et ou l'entrezposez dans un lieu sûr et hors de l'écart des usagers ou jetez-le de façon responsable. L'emballage en plastique peut poser les risques aux enfants et aux individus vulnérables.
- Ce produit comprend le rembourrage en mousse. Ne pas essayer d'accéder à l'intérieur de ce produit. Ne permettez jamais aux clients d'accéder l'intérieur de ce produit. Certains de nos produits contiennent les fermetures éclair pour les raisons de fabrication seulement. Ne pas essayer de les ouvrir ou d'accéder à l'intérieur de ce produit.

- En cas d'endommages aux points de suture ou à la fermeture éclair, contactez-nous immédiatement pour discuter la réparation ou le remplacement.
- Evitez les chaussures, les boucles et les objets pointus et tranchants. Prenez soin si vos vêtements contiennent les fermetures éclair. Quittez les chaussures. Ne pas frotter les objets contre le tissu, surtout le vinyle. Sinon le tissu fêlera, se déchira et la surface s'usera.
- Ne pas mettre ce produit près les sources de chaleur ou du feu (ex. les radiateurs, les flammes, le chauffage sous-sol, les tuyaux de chauffage etc.).

12. Caractéristiques Techniques

Dimensions: 160 x 145 x 40cm

13. Installation

1. Mettez ce produit sur une surface plate et stable, à l'intérieur, dans un lieu sûr.
2. Mettez ce produit sur une surface qui est capable de soutenir le poids du produit aussi que des usagers (deux adultes).
3. Mettez ce produit autour de votre le Coussin de Position Musical/Positionneur selon l'image plus haut.
4. Vérifiez que les usagers ont quitté les chaussures.

14. Soin et Entretien

- Pour l'usage à l'intérieur seulement.
- Il faut toujours surveiller l'usage de ces produits.
- Organisez un programme de nettoyage.
- Evitez les chaussures, les boucles et les objets pointus et tranchants. Prenez soin si vos vêtements contiennent les fermetures éclair. Quittez les chaussures. Ne pas frotter les objets contre le tissu, surtout le vinyle. Sinon le tissu fêlera, se déchira et la surface s'usera.
- Vérifiez le bon état des points de suture pour qu'on ne puisse pas accéder au mousse à l'intérieur du fauteuil.
- Essuyez des taches en vous servant d'un chiffon humecté dès qu'on les voit.
- De temps en temps, levez les coussins de sol et le meuble pour nettoyer toutes surfaces aussi que le sol au-dessous.
- Nos articles de meuble et nos coussins sont conçus pour le confort et la détente. Ne pas manger ou boire pendant l'usage de ces produits.
- Ne pas mettre ce produit près les sources de chaleur ou du feu (ex. les radiateurs, les flammes, le chauffage sous-sol, les tuyaux de chauffage etc.).
- Ne pas mettre ou entreposez ce fauteuil sans la lumière directe du soleil.
- Ne pas se servir de beaucoup de l'eau. Ne pas nettoyer à vapeur.
- Certains de nos produits contiennent les fermetures éclair pour les raisons de fabrication seulement. Ne pas essayer de les ouvrir ou d'accéder à l'intérieur de ce produit.

PVC (Vinyle)

- Servez-vous d'une brosse douce pour enlever la poussière ou la saleté.
- Nettoyez avec un produit de nettoyage doux et de l'eau tiède avec un torchon/une éponge.
- On pourrait se servir du fluide pour stériliser les bouteilles de bébés.
- Ne pas se servir de beaucoup de l'eau, et vérifiez que le vinyle soit complètement sec après.
- Ne pas utiliser un torchon/une éponge abrasive.
- Ne pas utiliser de l'eau bouillante ou très chaude. Ne pas se servir des produits pour faire la vaisselle ou les détachants forts ou les solvants.
- Ne pas se servir des produits de nettoyage qui contiennent de l'eau de Javel
- Ne pas nettoyer à vapeur.

15. En cas de problèmes

N'applique pas



1. Nome do Produto

Horseshoe

2. Código do Produto

19546

3. Cor

Por favor indique o tecido e a cor quando encomendar.

4. Descrição Breve

Uma plataforma almofadada para envolver um Pufe Musical ou um Posicionador Rompa (ambos devem ser adquiridos separadamente).

5. Conteúdo

- 1 x Horseshoe
Nota: Este produto necessita de uma almofada de posicionamento musical ou de um posicionador Rompa (não incluídos)

6. Estimulação Snoezelen[®]

- *não aplicável*

7. Melhor Utilização

Coloque numa superfície plana e estável que seja capaz de aguentar o peso do produto com dois adultos. Coloque o Horseshoe à volta da almofada de posicionamento musical/posicionador.

8. Compatibilidade com Produtos ROMPA®

15781, 17781 - Almofada de Posicionamento Musical
18286, 18483 – Posicionador

9. Começar

- Coloque numa superfície plana e estável que seja capaz de aguentar o peso do produto com dois adultos.

10. Descrição Detalhada

Uma plataforma almofadada para envolver um Pufe Musical ou um Posicionador Rompa (ambos devem ser adquiridos separadamente). Mantém o Pufe Musical/Posicionador Rompa estável. Torna mais fácil o acesso e fornece espaço para um acompanhante se sentar ao lado do utilizador. Permite também que o Pufe/Posicionador seja levantado de um dos lados de forma a criar um encosto de cabeça.

11. Segurança

- **Supervisione a utilização deste produto**

12. Especificações Técnicas

Tamanho: 160 x 145 x 40cm

13. Instalação

1. Coloque numa superfície plana e estável que seja capaz de aguentar o peso do produto com dois adultos.
2. Coloque o Horseshoe à volta da almofada de posicionamento musical/posicionador, conforme imagem acima.
3. Verifique se os clientes tiraram os sapatos.

14. Cuidado e Manutenção

- Utilize no interior, em ambientes secos.
- Supervisione sempre a utilização deste produto.
- Organize uma agenda de limpeza regular.
- O vinil vai rachar, rasgar e “desgastar” se for sujeito a objetos afiados ou se for continuamente roçado por objetos duros. Evite utilizar sapatos, fivelas ou objetos afiados/duros.
- Verifique regularmente as costuras para garantir que o enchimento não é acessível.
- Limpe líquidos ou marcas acidentais imediatamente com um detergente macio e um pano húmido, evitando quantidades excessivas de água.
- Não comer ou beber ao usar este mobiliário.
- Não lave com vapor.
- Não utilize produtos de limpeza com abrasivos ou à base de solventes.
- Não utilize detergente líquido da loiça. Não utilize produtos que contenham lixívia.
- Use e guarde longe de fontes de calor, fogo e luz solar direta.
- Alguns dos nossos produtos contêm zíperes apenas para fins de fabricação. Não tente abrir estes ou para acessar a parte interior destes produtos.

Vinil

- Use uma escova macia para remover toda a poeira / sujeira soltas.
- Limpe líquidos ou marcas acidentais imediatamente com um detergente macio e um pano húmido. Não utilize uma esponja abrasiva.
- Podem ser utilizados líquidos esterilizantes para mamadeiras.
- Limpe com um pano húmido, evitando quantidades excessivas de água.
- Não use água fervente / muito quente.
- Não lave com vapor.

15. Resolução de Problemas

- *não aplicável*