



GLITTER GEL SHAPES - SET OF 5 20092



CONTENTS

5 x Glitter Gel Shapes

BEFORE USE

1. You may wish to put a protective cloth on your table just in case of accidental damage to the shapes. Likewise, if not using a table, you may to cover the client's lap with a protective cloth just in case.
2. Remove all buckles, keys and any sharp objects before using so as to avoid accidental damage.

USE

Use under supervision.

Handle with appropriate care.

Suggestions for use

1. Use in colour and shape recognition games.
2. Use in pre-handwriting activities – encourage the client to isolate the index finger and trace the shape through the gel.
3. Gently move the gel around using the fingers.
4. Provide further tactile stimulation by changing the temperature of the shapes. To heat them, soak them in warm-hot water (not boiling); to cool the shapes, place them in the fridge. Do not freeze the shapes.

SAFETY

1. Always supervise the use of this product.
2. Do not place in the mouth. Not suitable for those who mouth.
3. If heating/cooling the shapes, make sure the shapes are a comfortable temperature before handing them to clients.

CARE AND MAINTENANCE

1. Handle with care.
2. Do not jump on the shapes or tread on them.
3. Store in a safe place, away from extremes of temperature and direct sunlight.
4. Wipe clean with clean water and a soft cloth.

SPECIFICATION

Filled with non toxic gel

Latex-free, tear-resistant and antibacterial vinyl exterior

Colours may vary



FORMAS DE GEL BRILHANTES 20092



CONTEÚDO

5 x Formas de gel brilhantes

ANTES DE UTILIZAR

1. Pode colocar um pano protetor na sua mesa para o caso de ocorrer um dano acidental nas formas. De igual forma, se não estiver a utilizar a mesa, pode cobrir o colo do cliente com o mesmo pano de proteção.
2. Remova todas as fivelas, chaves e objetos afiados antes de utilizar este produto para evitar danos acidentais.

UTILIZAÇÃO

Utilize com supervisão

Manuseie com cuidado apropriado

Sugestão de utilização

1. Utilize em jogos de reconhecimento de formas e cores.
2. Utilize em atividades de pré-escrita – encoraje o cliente a isolar o dedo indicador e a seguir a forma através do gel.
3. Mova o gel suavemente utilizando os dedos.
4. Proporcione mais estimulação táctil alterando a temperatura das formas. Para aquecer as formas, mergulhe-as em água quente (água a ferver não); para arrefecer as formas, coloque-as no frigorífico. Não congele as formas.

SEGURANÇA

1. Supervisione sempre a utilização deste produto.
2. Não coloque este produto na boca. Não é adequado para quem coloca os objetos na boca.
3. Se aquecer/arrefecer as formas, verifique se estão a uma temperatura confortável antes de as entregar ao cliente.

CUIDADO E MANUTENÇÃO

1. Manuseie com cuidado.
2. Não pise ou salte em cima das formas.
3. Guarde num local seguro, longe de temperaturas extremas ou luz solar direta.
4. Limpe com água e um pano macio.

ESPECIFICAÇÕES

Cheio com gel não tóxico

Exterior em vinil sem látex, resistente a rasgos e antibacteriano.

As cores podem variar