



1. Product Name

Pos-Pods™

2. Product Code

20403 – Pos-Pod™ Square Low
 20404 – Pos-Pod™ Square Medium
 20405 – Pos-Pod™ Square High

 20409 – Pos-Pod™ Wedge Low
 20410 – Pos-Pod™ Wedge High

 20417 – Pos-Pod™ Roll 20cm
 20419 – Pos-Pod™ Roll 30cm
 20421 – Pos-Pod™ Roll 40cm

 20413 – Pos-Pod™ ‘U’ Foam
 20414 – Pos-Pod™ ‘U’ Bead

 20778 – Pos-Pod™ ‘V’ Cushion

20406 – Pos-Pod™ Squashy Square Low
 20407 – Pos-Pod™ Squashy Square Medium
 20408 – Pos-Pod™ Squashy Square High

 20411 – Pos-Pod™ Squashy Wedge Low
 20412 – Pos-Pod™ Squashy Wedge High

 20418 – Pos-Pod™ Squashy Roll 20cm
 20420 – Pos-Pod™ Squashy Roll 30cm
 20422 – Pos-Pod™ Squashy Roll 40cm

 20415 – Pos-Pod™ ‘Tri-Bars’ Foam
 20416 – Pos-Pod™ ‘Tri-Bars’ Bead

3. Colour

This product is offered in a range of colours. Please specify choice when ordering.

4. Brief Description

A brilliant positioning range that is invaluable as individual pieces and as a collection.

5. Contents

- 1 x Pos-Pod™

6. Snoezelen® Stimulations

- Touch

7. Best Use

Use on a flat, stable surface in a clean environment.

8. Compatible ROMPA® Products

These products are modular – many products from the same range can be used together. These can be used with ROMPA® Water Mattress and ROMPA® Mattress – sizes are also compatible with many standard beds.

9. Starting Up

- Unpack and place in an appropriate place.

10. Detailed Description

The Pos-Pod™ Modular Multi-System by ROMPA® is a positioning range that is invaluable as individual pieces and as a collection. Mix and match the different sizes and fillings to obtain the desired level of support. Modules can be joined together to create taller cushions or 'beds'. Intended to maintain stability, encourage a range of motion and promote better body alignment.

Colours are vibrant and attractive, and the fabric is extremely pleasant to the touch. Phthalate-free, latex-free and with an anti-bacteria and anti-fungi coating. These products meet appropriate fire-retardancy standards.

11. Safety

Always supervise the use of this product.

12. Technical Specification

Size: typically 100cm
Materials: (Polyurethane coating on a knitted polyester fabric)
Coating protected against Fungi and bacteria
Flammability: Flammability tested: BS7175 ign 0,1 and 5 over CMHR foam

13. Installation

Not applicable

14. Care and Maintenance

- For indoor use only.
- Always supervise the use of these products.
- Organise a regular cleaning schedule.
- Some fabrics will crack, tear and rub off if subjected to sharp objects or continual rubbing by hard objects. Remove shoes, and avoid buckles, zips or sharp/hard/pointed objects coming into contact with the surface.
- Check seams regularly to ensure that these are not worn or split and the interior filling cannot be accessed.
- Wipe off accidental marks/liquids at the time they occur or are noticed.
- From time to time, if possible, lift /move the product to clean all surfaces and the floor underneath.
- Furniture and cushioning is intended to provide comfort and relaxation. Avoid eating and drinking whilst using these products.
- Steam cleaning is not recommended. Seams create tiny holes where it is possible for liquid to get through into the inner filling. Should a lot of steam/water be accidentally used, there is potential for the inner foam to get saturated and spoiled.
- Do not place near sources of heat or fire that may damage the surface (radiators, fires, underfloor heating, hot central heating pipes etc.)
- Direct contact with bright sunlight may affect material over time.
- Do not saturate the material with lots of water.
- Do not attempt to open these or to access the interior part of these products. Never allow children or vulnerable people to access the interior part of this product.

Polytran (the fabric used for Pos-Pods™)

- Wipe with mild detergent.
- Wash or dry-clean using detergent up to 75°C.
- For disinfection use sodium hypo-chlorite at no more than 1000 parts per million of active chlorine.
- Do not use biological or phenolic-based cleaners.
- Wash and dry completely before storage.
- Some surface wrinkling may occur.

15. Troubleshooting

Not applicable

Further copies of these instructions can be downloaded at www.rompa.com

We hope you find our instructions invaluable. If you have any suggestions for improving them further your comments will be greatly received – please contact us at

producthelp@rompa.com



1. Nome do Produto

Pos-Pods

2. Código do Produto

20403 – Pos-Pod Quadrado Baixo
20404 – Pos-Pod Quadrado Médio
20405 – Pos-Pod Quadrado Alto

20409 – Pos-Pod Cunha Baixa
20410 – Pos-Pod Cunha Alta

20417 – Pos-Pod Rolo 20cm
20419 – Pos-Pod Rolo 30cm
20421 – Pos-Pod Rolo 40cm

20413 – Pos-Pod “U” Espuma
20414 – Pos-Pod “U” Feijões

20778 – Pos-Pod Almofada “V”

20406 – Pos-Pod Quadrado Espalmado Baixo
20407 – Pos-Pod Quadrado Espalmado Médio
20408 – Pos-Pod Quadrado Espalmado Alto

20411 – Pos-Pod Cunha Espalmada Baixa
20412 – Pos-Pod Cunha Espalmada Alta

20418 – Pos-Pod Rolo Espalmado 20cm
20420 – Pos-Pod Rolo Espalmado 30cm
20422 – Pos-Pod Rolo Espalmado 40cm

20415 – Pos-Pod “Tri-barras” Espuma
20426 – Pos-Pod “Tri-barras” Feijões

3. Cor

Disponível em uma gama de cores.

4. Descrição Breve

Uma gama de posicionamento brilhante que é muito valiosa individualmente ou em conjunto.

5. Conteúdo

- 1 x Pos-Pod

6. Estimulações Snoezelen

- Toque

7. Melhor Utilização

Utilize numa superfície estável e plana, num ambiente limpo.

8. Compatibilidade com Produtos Rompa

Estes produtos são modulares – pode utilizar muitos produtos da mesma gama em conjunto. Também podem ser utilizados com as camas de água ROMPA®.

9. Começar

Desembale e coloque num local apropriado.

10. Descrição Detalhada

O sistema modular Pos-Pod é um sistema de posicionamento brilhante que tem muito valor em peças individuais ou como um conjunto. Misture e combine os diferentes tamanhos e enchimentos para obter o nível de suporte desejado. Os módulos podem ser unidos para criar almofadas mais altas. Projetado para manter a estabilidade, encorajar os movimentos e promover um melhor alinhamento corporal. Pode ser usado com os colchões de água Rompa – os tamanhos também são compatíveis com muitas camas standard. As cores são vibrantes e atrativas, o tecido é extremamente agradável ao toque. Sem ftalato, sem látex e com uma cobertura anti bacteriana e anti fungicida. Estes produtos cumprem os padrões apropriados de retardamento do fogo.

11. Segurança

Supervisione sempre a utilização deste produto.

12. Especificações Técnicas

Tamanho:	Tipicamente 100cm
Materiais:	(Cobertura de poliuretano em cima de tecido de poliéster) Cobertura protegida contra fungos e bactérias
Inflamabilidade:	Inflamabilidade testada: BS7175 ign 0,1 e 5 em espuma CMHR

13. Instalação

Não aplicável

14. Cuidado e Manutenção

- Utilize no interior, em ambientes secos.
- Supervisione sempre a utilização deste produto.
- Organize uma agenda de limpeza regular.
- O tecido vai rachar, rasgar e “desgastar” se for sujeito a objetos afiados ou se for continuamente roçado por objetos duros. Evite utilizar sapatos, fivelas ou objetos afiados/duros.
- Verifique regularmente as costuras para garantir que o enchimento não é acessível.
- Limpe líquidos ou marcas acidentais imediatamente com um detergente macio e um pano húmido, evitando quantidades excessivas de água.
- Não comer ou beber ao usar este produto.
- Não lave com vapor.
- Não utilize produtos de limpeza com abrasivos ou à base de solventes.
- Não utilize detergente líquido da loiça. Não utilize produtos que contenham lixívia.
- Use e guarde longe de fontes de calor, fogo e luz solar direta.
- Alguns dos nossos produtos contêm zíperes apenas para fins de fabricação. Não tente abrir estes ou para acessar a parte interior destes produtos.

Polytran (o tecido dos Pos-Pods™)

- Limpe com um detergente macio e um pano húmido.
- Lavar ou secar com detergente até 75 ° C.
- Para desinfecção, use hipoclorito de sódio em não mais de 1000 partes por milhão de cloro ativo.
- Não use produtos de limpeza biológicos ou baseados em fenólicos.
- Lavar e secar completamente antes do armazenamento.
- Pode ocorrer algum enrugamento superficial.

15. Resolução de Problemas

Não aplicável