



## **1. Product Name**

Special Edition Lollipop Switch

## **2. Product Code**

20488

## **3. Colour**

White base with holographic top

## **4. Brief Description**

Touch any surface point to operate your adapted item.

## **5. Contents**

- Special Edition Lollipop Switch with hard-wired cable terminating in a 3.5mm mono jack
- 6.35mm adapter (for if your switch-adapted product has a larger jack)

**Note:** *This product does not require batteries.*

## **6. Snoezelen® Stimulations**

- Sight

## **7. Best Use**

Use with a switch-adapted product.

## **8. Compatible ROMPA® Products**

See [www.rompa.com](http://www.rompa.com) for our full range of switch-adapted products.

## **9. Starting Up**

- Connect the switch to your switch-adapted item, using the supplied adapter as necessary.
- Activate your switch. This switch has a feedback click.

## **10. Detailed Description**

Attention-holding holographic top catches the light to create a rainbow of colours. Easy-to-target and low-profile. Touch any surface point to operate your adapted item. Includes 1.8m (6') cord with 3.5mm mono jack plug and 6.35mm adapter.

## **11. Safety**

- Always supervise the use of this product

## **12. Technical Specification**

**Dimensions:** 7.5cm diameter x 1.25cmH  
**Weight:** 0.05kg  
**Materials:** plastic

## **13. Installation**

- I. Connect the switch to your switch-adapted item, using the supplied adapter as necessary.
- II. Activate your switch. This switch has a feedback click.

## **14. Care and Maintenance**

- Wipe clean using a soft cloth that has been slightly dampened with water and a very mild cleaning solution.
- Do not immerse in water.

## **15. Troubleshooting**

- Make sure your switch is connected to a suitable switch-adapted product. Push the jack into the jack socket as far as it will go.
- Check the batteries in your switch-adapted product.
- In the unlikely event of product failure, do not attempt to open up the switch – this switch has no user serviceable parts.

Further copies of these instructions can be downloaded at [www.rompa.com](http://www.rompa.com)

We hope you find our instructions invaluable. If you have any suggestions for improving them further your comments will be greatly received – please contact us at [producthelp@rompa.com](mailto:producthelp@rompa.com)



### **1. Nome do Produto**

Switch Lollipop Edição Especial

### **2. Código do Produto**

20488

### **3. Cor**

Base branca com topo holográfico

### **4. Breve Descrição**

Toque qualquer superfície para ativar o seu produto ativado por switch.

### **5. Conteúdo**

- Switch Lollipop Edição Especial com cabo e jack 3.5mm mono.
- Adaptador 6.35mm (se o seu switch necessitar de um jack maior)

**Nota:** Este produto não necessita de pilhas.

## **6. Estimulações Snoezelen**

- Visão

## **7. Melhor Utilização**

Utilize com produtos adaptados para switch.

## **8. Compatibilidade com produtos Rompa**

Visite [www.rompa.com](http://www.rompa.com) para consultar toda a gama de produtos adaptados para switch.

## **9. Começar**

- Ligue o switch ao seu produto adaptado para switch utilizando o adaptador se necessário.
- Ative o seu switch. Este switch tem um clique de feedback.

## **10. Descrição Detalhada**

O topo holográfico prende a vista e captura a luz criando um arco-íris de cores. Fácil de localizar e bastante discreto. Tque qualquer superfície para ativar o seu produto operado por switch. Inclui um cabo de 1.8m com uma ligação jack na ponta e um adaptador de 6.35mm.

## **11. Segurança**

- Supervisione sempre a utilização deste produto.

## **12. Especificações Técnicas**

<b>Dimensões:</b>	7.5cm de diâmetro x 1.25cmA
<b>Peso:</b>	0.05kg
<b>Materiais:</b>	Plástico

## **13. Instalação**

1. Ligue o switch ao seu produto adaptado a switch, utilize o adaptador fornecido caso seja necessário.
2. Ative o seu switch. Este possui um clique de feedback.

## **14. Cuidado e Manutenção**

- Limpe com um pano macio ligeiramente humedecido com água e um pouco de detergente diluído.
- Não submerja em água.

## **15. Resolução de Problemas**

- Verifique se o seu switch está ligado a um produto adaptado para switch. Enfie o jack até ao fim da ligação.
- Verifique as pilhas no seu produto adaptado.
- Na eventualidade deste produto falhar, não tente abri-lo – não existem peças que possam ser substituídas.