



## 1. Product Name

Bubble Swing

## 2. Product Code

20530

## 3. Colour

Likely to be as per above photograph

## 4. Brief Description

Bean filled versatile swing.

## 5. Contents

1	x	Bubble Swing
2	x	Safety Snaps
2	x	Height Adjustment Straps

**Please note:** A Height Adjustment System is not included but may be purchased separately – please see our Sensory integration range at [www.rompa.com](http://www.rompa.com). Two will be required if using both suspension points.

## 6. Snoezelen® Stimulations

- Vestibular
- Sight
- Touch

## 7. Best Use

Use safely, suspended from an appropriate safe suspension system from either two points or one point according to client need and intended use.

## 8. Compatible ROMPA® Products

Many multisensory items can be used as passive or interactively whilst the client/s is/are swinging. If you wish to increase sensory stimulation for your client/s, please refer to our catalogue or website [www.rompa.com](http://www.rompa.com) for a great selection of items that provide a huge variety of physical, cognitive, olfactory, tactile and visual input.

## 9. Starting Up

- Unpack
- Decide how the swing is to be used – with one suspension point, or two.
- Secure safely to your suspension system

## 10. Detailed Description

Versatile swing for children. Suspended from one point, the user can straddle the swing and hold on with both hands. Suspended from two points and the client can lie on it prone, or straddle and glide.



## 11. Safety

### **Always supervise the use of this product**

- Use indoors, in dry environments.
- Use on a safe suspension system, capable of holding the product's weight and (if applicable) the working load.
- Take time to familiarise yourself with the uses, care and maintenance of Sensory Integration equipment before installation and use.
- This product is not a toy. Any activity involving motion, height, or rotation may cause serious injury. This product is intended for use under the supervision of trained professionals under controlled and supervised conditions.
- An appropriate suspension system is not included - see the ROMPA® catalogue or website ([www.rompa.com](http://www.rompa.com)) for details of Safety Rotational Device, Safety Snap, Height Adjuster etc.

**NOTE:** *All hanging equipment requires a minimum ceiling height of 8 feet/2.5 metres and should be positioned a clear distance of 6 feet/1.8 metres from any adjacent walls and other obstacles.*

- All equipment should be regularly checked.
- The Bubble Swing should never be used without professional supervision.
- A crash mat should be placed under all suspended equipment.
- Wall matting should also be used.
- Only Steel Safety Snaps should be used. Aluminium Safety Snaps present a health hazard and wear more quickly.
- Remove all packaging and either store this in a safe place out of reach of clients or dispose of this responsibly. Plastic bags and wrapping can be hazardous to children and vulnerable people.
- Make sure all adjustments and parts are secure and tight before use.
- Should any seams become damaged, contact ROMPA® immediately to arrange repair or replacement.
- Keep away from sources of heat and fire.

## 12. Technical Specification

Material:	Micro-fibre bead filling Drawstring Closure on Beanbag (no zip)
Working load:	The maximum working load is 159kg/350 lbs
Size:	104cmL
Weight:	6.8kg (15lb)

### **13. Installation**

- Unpack.
- Check product to ensure that it hasn't been damaged in transit. Check for any signs of damage during transit. In the unlikely event that any problems are found, contact ROMPA® immediately.
- Suspend the Bubble Swing from an appropriate suspension system e.g. ROMPA®'s Hanging Bracket 21928. It is your responsibility to ensure that your suspension system is appropriate and correctly installed in a safe location. One or two suspension points can be used:

#### One point

Use the safety snap attached to the Swing and attach it to the Safety Rotational Device. Attach the other safety snap to the top of the Safety Rotational Device and attach the product to your suspension system.

#### Two points

Use the safety snap attached to the Swing and attach it to your suspension system. Use the other safety snap and attach the four webbing loops to the safety snap and attach the product to your suspension system. If using two suspension points, the rope should be approximately 110cm apart (more if you prefer the angle of the ropes to be slightly obtuse rather than at a right angle to the cushioned section. If using a/two Height Adjuster(s), please refer to the instructions for it.

- The distance between the floor and the product should be 1' (30cm).

### **14. Care and Maintenance**

- Organise a regular cleaning and maintenance schedule.
- All parts of the Bubble Swing should be checked on a monthly basis and a record kept.
- Check for wear on safety snap.
- Check ropes for fraying.
- Should any wear be found, discontinue use and replace any worn parts immediately.
- Store in a safe place out of direct sunlight when not in use.
- Store out of reach of clients – do not allow unsupervised use.
- The Swing can be spot-cleaned with a mild soap solution. Do not use harsh, abrasive, solvent or bleach cleaning products. The cover cannot be removed.
- Do not use cleaners with abrasives in them or solvent-based cleaners such as trichloroethane or carbon tetrachloride. Liquid detergents used to wash cups/plates etc. are ideal. Do not steam clean.
- Allow to air-dry naturally before re-use.
- Store indoors in a dry environment, away from sources of extreme temperatures.
- Should the webbing loops be undone, and you cannot remember how to re-secure these, please note the images below:



The clips on these loops resemble those on a rucksack – the clips have ‘teeth’ to secure the webbing in place.

## **FABRIC MAINTENANCE**

If you look after your Bubble Swing it should give you many years of service, but please remember that:-

fabric may wear, tear or “rub off” if subjected to sharp objects or continual rubbing by hard objects. Avoid shoes, buckles or sharp/hard objects.

## **15. Troubleshooting**

*Not applicable*

Further copies of these instructions can be downloaded at [www.rompa.com](http://www.rompa.com)

We hope you find our instructions invaluable. If you have any suggestions for improving them further your comments will be greatly received – please contact us at [producthelp@rompa.com](mailto:producthelp@rompa.com)



## 1. Nome do Produto

Baloço em forma de bola

## 2. Código do Produto

20530

## 3. Cor

Como a imagem

## 4. Descrição Breve

Colorido e confortável.

## 5. Conteúdo

1	x	Baloço em forma de bola
1	x	Mosquetão de segurança
1	x	Dispositivo rotativo de segurança

**Nota:** Este produto não inclui o ajustador de altura que pode ser adquirido separadamente – por favor consulte a nossa gama de Integração Sensorial em [www.rompa.com](http://www.rompa.com). Vai necessitar de dois caso esteja a utilizar dois pontos de suspensão.

## **6. Estimulação Snoezelen®**

- Vestibular
- Visão
- Tato

## **7. Melhor Utilização**

Suspensão a partir de um ponto, o utilizador pode aconchegar-se no baloiço e segurar-se com as mãos. Suspensão a partir de dois pontos.

## **8. Compatibilidade com Produtos ROMPA®**

Veja [www.rompa.com](http://www.rompa.com) para toda a gama.

## **9. Começar**

- Desempacotar
- Decidir sobre a utilização - com um ponto de suspensão, ou dois.
- Fixe com segurança ao seu sistema de suspensão

## **10. Descrição Detalhada**

Colorido e confortável. Suspensão a partir de um ponto, o utilizador pode aconchegar-se no baloiço e segurar-se com as mãos. Suspensão a partir de dois pontos. O utilizador pode deitar-se nele, colocar-se de bruços, sentar-se e balançar. Cheio de micro fibras para dar a sensação igual ao saco de feijões. Inclui 2 mosquetões de segurança.



## **11. Segurança**

### Supervisione a utilização deste produto.

1. O baloço não é um brinquedo. Tem uma utilização específica e deve ser utilizado por profissionais treinados e qualificados em condições controladas e com supervisão.
2. Procure sinais de desgaste, rachas e outros danos antes de cada utilização. Caso encontre algum, por favor deixe de utilizar este produto até ter reparado devidamente ou substituído.
3. Verifique se todos os ajustes e peças estão bem fixos e apertados antes de utilizar.
4. Utilize um colchão de espessura apropriada por baixo e à volta do baloço.
5. Utilize todas as medidas de segurança apropriadas que sejam necessárias para o seu cliente, ex.; capacete.
6. Para utilizar apenas no interior.

Este produto não é um brinquedo. Qualquer atividade que envolva movimento, altura ou rotação, pode causar ferimentos graves. Este produto destina-se a ser utilizado sob supervisão de profissionais treinados.

### **ACERCA DESTE PRODUTO**

Todos os equipamentos de suspensão requerem uma altura de teto mínima de 2.5m e deve ser posicionado a uma distância de 1.8m de qualquer parede adjacente ou outros obstáculos. A carga máxima de trabalho é de 159kg.

## **12. Especificações Técnicas**

104cmC

Enchimento de micro fibras

Peso: 6.8kg

## **13. Instalação**

### **ANTES DE UTILIZAR**

- Por favor leia estas instruções atentamente.
- Suspenda o baloço num sistema de suspensão apropriado, ex.: suporte de pendurar 21928. É da sua responsabilidade garantir que o seu sistema de suspensão é instalado corretamente numa localização segura. Pode utilizar um ou dois pontos de suspensão:

#### Um ponto

Utilize o mosquetão de segurança preso no baloço e prenda-o no dispositivo rotativo de segurança.



Prenda o outro mosquetão de segurança no topo do dispositivo rotativo de segurança e prenda o seu produto ao seu sistema de suspensão.

#### Dois pontos

Utilize o mosquetão de segurança preso no baloiço e prenda-o no seu sistema de sistema de suspensão. Utilize o outro mosquetão de segurança e prenda os quatro laços no mosquetão de segurança e prenda o produto no seu sistema de suspensão.

Se estiver a utilizar o ajustador de altura, consulte as instruções do mesmo.

- A distância entre o chão e o produto deve ser de 30cm.

## **14. Cuidado e Manutenção**

- Pode limpar o baloiço com uma um pouco de água com sabão. Não utilize produtos de limpeza agressivos, abrasivos, solventes ou lixívia. A cobertura não pode ser removida.
- Deixe secar ao natural antes de voltar a usar.
- Guarde no interior, num ambiente seco e afastado de fontes que produzam temperaturas extremas.

Resecure os lacetes:



## **15. Resolução de Problemas**

*Não aplicável*