



SOUTHPAW FROG SWING 29037



Take time to familiarise yourself with the use and maintenance of this equipment BEFORE you start to use it. Keep these instructions in a safe place, and download more copies as required from www.rompa.com to ensure that everyone using this equipment is aware of these instructions.

IMPORTANT: please check equipment immediately for any damage/loss that may have occurred during transit.

NOTE: All hanging equipment requires a minimum ceiling height of 8 feet/2.5 metres and should be positioned a clear distance of 6 feet/1.8 metres from any adjacent walls and other obstacles.

Working load: 35-100 lb (150 lbs/68 kg with additional loops)

Suspension system not included - see ROMPA® Catalogue for details of Hanging Bracket (13672), Safety Snaps (13799), Safety Rotational Device (13738), Height Adjuster (13626) and Therapy Rope with Eye Splice (13627, 14535). It is your responsibility to ensure that your ceiling can support this equipment and use of it. The use of a Southpaw Height Adjuster 13626 is advisable. Use of a Southpaw Safety Rotational Device 13738 is essential to prevent damage to equipment and help ensure its safe use. Keep all parts together.

CONTENTS

1	x	Frog Swing
3	x	Stimulation Loops
2	x	Locking Safety Snaps

SUSPENSION

Attach your Frog Swing to your ceiling support system using the Locking safety Snap provided. The Frog Swing is now ready for use.

MAINTENANCE CHECK LIST

All of the following wear points should be checked on a monthly basis and recorded on the checklist attached.

- Locking Safety Snaps: see Safety Snap instructions
- Stimulation Loops: check for loose stitching around the 'ball' near the top and bottom, and holding the loops on the top and bottom. If found, discontinue use till repaired or replaced.
- White Poly Ropes: check for fraying rope. If found, discontinue use until repaired.
- Rope splice-clips: these are the small metal rings found near each splice of the white poly rope. If any are found to be loose or missing, discontinue use.
- Wood beam: check for cracks or splinters. If cracked, discontinue use immediately. For splinters, sand smooth and refinish with clear lacquer.

STORAGE

Store in a safe place out of reach so as to avoid unwanted access by clients.

Store out of direct sunlight.

Keep away from chemicals and household cleaning products.

Keep away from sources of extreme heat

IMPORTANT: KEEP ALL PARTS TOGETHER

CLEANING

Clean with a soft, slightly damp clean cloth

SAFETY

Always supervise the use of this product

For indoor use only, in dry environments.

Take great care to ensure that Southpaw products are appropriate to the client and used appropriately in a safe environment.

This is not a toy.

Use all appropriate safety precautions e.g. mats of an appropriate thickness, helmets

Check your suspension system regularly

This product is not a toy. Any activity involving motion, height, or rotation may cause serious injury. This product is intended for use under the supervision of trained professionals.

SPECIFICATION

Size: 142cm



BALANÇO DE RÃ 29037



Gaste algum tempo para se familiarizar com a utilização e manutenção deste equipamento ANTES de começar a utilizar. Mantenha estas instruções num local seguro e obtenha mais cópias em www.rompa.com para garantir que toda a gente que utiliza este equipamento conhece estas instruções.

IMPORTANTE: Por favor verifique o equipamento imediatamente para verificar se existe algum dano que possa ter ocorrido durante o transporte.

NOTA: Todos os equipamentos de suspensão requerem uma altura de teto mínima de 2.5m e devem ser posicionados a uma distância de 1.8m de qualquer parede adjacente e outros obstáculos.

Carga de trabalho: 68kg com laços adicionais

Sistema de suspensão não incluído – consulte o catálogo Rompa para mais detalhes acerca do suporte de pendurar 13672, mosquetões de segurança 13799, dispositivo rotativo de segurança 13738, ajustador de altura 13626 e corda de terapia 13627, 14535. É da sua responsabilidade garantir que o seu teto consegue suportar este equipamento. A utilização do ajustador de altura 13626 é aconselhável. A utilização de um dispositivo rotativo de segurança 13738 é essencial para prevenir danos no equipamento e ajudar a garantir a sua utilização segura. Mantenha todas as peças juntas.

CONTEÚDO

1	x	Baloço
3	x	Laços de estimulação
2	x	Mosquetões de segurança com bloqueio

SUSPENSÃO

Prenda o baloiço ao seu sistema de suspensão no teto utilizando o mosquetão de segurança com bloqueio fornecido. O baloiço está agora pronto para ser utilizado.

LISTA DE MANUTENÇÃO

Todos os pontos que se seguem devem ser inspecionados mensalmente e deve manter um registo na folha fornecida.

- Mosquetões de segurança com bloqueio: veja as instruções dos mosquetões.
- Laços de estimulação: procure costuras soltas à volta da “bola” perto do topo e fundo, e as costuras que seguram os laços na parte de baixo. Caso encontre, deixe de utilizar até reparar ou substituir.
- Cordas brancas: Verifique se a corda está desfiada, caso esteja, deixe de utilizar até reparar.
- Corda com abraçadeiras: as abraçadeiras são pequenos anéis metálicos perto de cada corte da corda branca. Se alguma estiver solta ou em falta, deixe de utilizar imediatamente.
- Trave de madeira: procure rachas ou lascas. Se encontrar rachas, deixe de utilizar imediatamente. As lascas devem ser lixadas até ficarem macias e depois deve aplicar verniz.

ARMAZENAMENTO

Guarde num local seguro fora do alcance para evitar acesso indesejado dos clientes.

Guarde afastado da luz solar direta.

Mantenha afastado de químicos e produtos de limpeza caseiros.

Mantenha afastado de fontes de calor extremo

IMPORTANTE: MANTENHA TODAS AS PEÇAS JUNTAS

LIMPEZA

Limpe com um pano macio, ligeiramente húmido.

SEGURANÇA

Supervisione sempre a utilização deste produto.

Utilize apenas no interior, em ambientes secos.

Tenha muito cuidado para garantir que os produtos Southpaw são apropriados para os clientes e utilize de forma apropriada num ambiente seguro.

Isto não é um brinquedo.

Utilize todas as precauções de segurança apropriadas, ex: colchões de espessura apropriada, capacetes, etc.

Verifique o seu sistema de suspensão regularmente.

Este produto não é um brinquedo. Qualquer atividade que envolva movimento, altura ou rotação, pode causar ferimentos graves. Este produto destina-se a ser utilizado sob supervisão de profissionais treinados.

ESPECIFICAÇÕES

Tamanho: 142cm



SENSORY INTEGRATION MAINTENANCE CHECK LIST

PRODUCT:

TO CHECK	Date / S (Satisfactory) or R (Repair/replace)													



LISTA DE VERIFICAÇÕES

PRODUTO:.....

VERIFICAR	DATA / S (Satisfatório) ou R (Reparar/substituir)													