



### **1. Product Name**

Nest Swing

### **2. Product Code**

20441

### **3. Colour**

Colours may vary

### **4. Brief Description**

Peaceful, snug and a reassuring hideaway for children. Sway gently and in comfort. Includes a large soft cushion. Youngsters can rest with their legs hanging out of the opening or cocoon themselves inside.

### **5. Contents**

Your Nest Swing is supplied in one box containing:

1 x Outer 'nest' in a plastic bag

1 x Inner cushion (shrink-wrapped)

## **6. Snoezelen® Stimulations**

- Vestibular

## **7. Best Use**

For use by a suitably qualified professional, suspended from a safely-located, secure and appropriate suspension system. For indoor use only.

## **8. Compatible ROMPA® Products**

Please note that a suspension system, Safety Rotational Device, Safety Snap, Height Adjustment System etc. are not included but are available from ROMPA®. ROMPA® offer a range of Sensory Integration suspension products such as swings, gliders, nets, bolsters etc. Please visit [www.rompa.com](http://www.rompa.com) for details about our full range.

- 21928 Hanging Bracket
- 21570 Safety Snap
- 21590 Locking Safety Snap
- 21548, 21607, 21546 Height Adjustment System
- 21559 Safety Rotational Device
- 21567 Vertical Bouncer Kit

## **9. Starting Up**

Unpack and retain the box.

Dispose of the bags safely and appropriately.

Suspend from the ceiling, making sure:

- *That you have a suitable suspension point that can comfortably hold the swing, a person inside and the load of its gentle movement*
- *It is your responsibility to make sure that you have a suitable suspension system, and that it is used from a suitable ceiling*
- *An appropriate extension rope may be used if necessary (if the space between your suspension system and the swing is too high)*
- *When someone is in the swing, the swing should not be more than 30cm off the ground*

## 10. Detailed Description

The Nest Swing is intended for gentle movements – not for robust and energetic swinging. It is not intended to be used as a climbing frame or as a piece of gymnastic equipment.

## 11. Safety

Always supervise the use of this product.

- Maximum weight supported: 80kg.
- For 3 years and over (3-9 years). Never place a baby in the Nest Swing.
- Do not exceed the maximum capacity of 80kg.
- Use safety mats on the floor, as well as on the walls as necessary
- Use a safety helmet, and any other appropriate safety measures for your client's needs.
- Use only steel safety snaps as aluminium safety snaps wear more quickly
- For indoor use only.


This product is not a toy. Any activity involving motion, height, or rotation may cause serious injury. This product is intended for use under the supervision of trained professionals.

## 12. Technical Specification

- Outer: 100% cotton
- Cushion filling: 100% polyester

## 13. Installation

Place the cushion carefully and centrally inside the swing.



## 14. Care and Maintenance

- This product may be washed at 30°C using a gentle (wool) cycle.
- This may be ironed with the iron set to its minimum setting
- Do not tumble dry.
- Regularly check the suspension system and the swing for signs of wear and tear and replace/repair as required.
- Check that the swing is safely suspended before each use.
- Store out of sunlight, away from heat, away from damp and moisture.
- Exposure to heavy loads, direct sunlight, damp, cleaning etc will gradually shorten the life of this product – look after it to get the most from it. Check the fabric is not becoming brittle. Fading of the fabric colour can indicate wear and tear.

## 15. Troubleshooting

*Not applicable*

Further copies of these instructions can be downloaded at [www.rompa.com](http://www.rompa.com)

We hope you find our instructions invaluable. If you have any suggestions for improving them further your comments will be greatly received – please contact us at [producthelp@rompa.com](mailto:producthelp@rompa.com)



### **1. Nome do Produto**

Ninho de Balançar

### **2. Código do Produto**

20441

### **3. Cor**

Cores podem variar

### **4. Descrição Breve**

Relaxante, aconchegante e reconfortante refúgio para crianças. Balança suavemente e de forma confortável. Inclui uma almofada macia grande.

### **5. Conteúdo**

O nosso baloiço ninho é fornecido numa caixa que contém:  
"Ninho" exterior num saco plástico  
Almofada interior (embrulhada em plástico)

## **6. Estimulação Snoezelen®**

- Vestibular

## **7. Melhor Utilização**

Para uso por um profissional devidamente qualificado, suspenso a partir de um sistema de suspensão com segurança localizado, seguro e apropriado. Apenas para uso interno.

## **8. Compatibilidade com Produtos ROMPA®**

- 21928 Suporte de Pendurar
- 21570 Mosquetão de segurança
- 21590 Mosquetão de segurança com fecho
- 21548, 21607, 21546 Ajustador de altura
- 21559 Dispositivo rotativo de segurança
- 21567 Kit de ressalto vertical

## **9. Começar**

1. Desempacote e guarde a caixa. Deposite os sacos de forma segura num local apropriado.
2. Suspenda a partir do teto.
  - Deve ter um ponto de suspensão que aguarde confortavelmente, a pessoa no interior e a carga de um movimento suave.
  - É da sua responsabilidade garantir que tem um sistema de suspensão adequado e que é utilizado num teto adequado.
  - Pode utilizar uma corda de extensão apropriada caso seja necessário (se o espaço entre o seu sistema de suspensão e o baloiço for muito grande).
  - Quando estiver alguém no baloiço, o baloiço não deve estar a mais de 30cm do chão
3. Coloque a almofada dentro do baloiço.

O baloiço ninho destina-se a movimentos suaves – não a movimentos robustos e energéticos. Não deve ser utilizado como uma estrutura de trepar ou como um equipamento de ginástica. Se pretender um baloiço apropriado para uma utilização mais robusta, por favor considere os baloiços casulo Southpaw 15631 e 15632 – visite [www.rompa.com](http://www.rompa.com) para mais detalhes.

## **10. Descrição Detalhada**

Relaxante, aconchegante e reconfortante refúgio para crianças. Balança suavemente e de forma confortável. Inclui uma almofada macia grande. Os jovens podem descansar com as pernas penduradas na parte de fora da abertura, ou ficar dentro do casulo. Algodão. Carga de trabalho: 80Kg.

## 11. Segurança

Supervisione sempre a utilização deste produto.

1. A utilização deve ser feita sob supervisão – não existem cintos de segurança, portanto, é da sua responsabilidade garantir que o utilizador não caí ou fica com a cara virada para baixo na almofada.
2. Peso máximo suportado: 80kg
3. Para idades a partir dos 3 anos (3-9 anos). Nunca coloque um bebé no baloiço casulo.
4. Não exceda a capacidade máxima de 80kg.
5. Utilize equipamento de segurança apropriado, ex. colchão macio por baixo.


Este produto não é um brinquedo. Qualquer atividade que envolva movimento, altura ou rotação, pode causar ferimentos sérios. Este produto destina-se a ser usado sob supervisão de profissionais treinados.

## 12. Especificações Técnicas

- Exterior: 100% algodão
- Enchimento da almofada: 100% poliéster

## 13. Instalação

Coloque a almofada dentro do baloiço.



## **14. Cuidado e Manutenção**

- Este produto pode ser lavado a 30°C usando um ciclo de lavagem macio.
- Este produto pode ser passado a ferro com o ferro no mínimo.
- Não seque na máquina.
- Verifique o sistema de suspensão e o baloiço regularmente em busca de sinais de desgaste e substitua/repare conforme necessário.
- Verifique se o baloiço está devidamente suspenso antes de cada utilização.
- Guarde afastado da luz solar direta, calor e humidade.
- A exposição a cargas pesadas, luz solar direta, humidade, limpeza, etc, vai encurtar gradualmente a vida deste produto – cuide dele para prolongar a sua vida. Verifique se o tecido não está a ficar rachado. Se o tecido ficar baço pode ser indicação de desgaste.

## **15. Resolução de Problemas**

*não aplicável*