




**WHEELCHAIR TUNNEL 20528**



**CONTENTS**

Part No.	Photo	Description	Quantity
A		21.25" L Supporting Rod with Red C-Hooks Glued on Both Ends	25 PIECES
B		36.25" L Leg Rod with A White End Cap Glued	12 PIECES
C		5-Colour Panel Tunnel Fabric with the insertion of 6 U-Shape Pipes with Connectors Glued	1 UNIT



**BEFORE USE**

1. Find a safe, level and appropriate location for the Wheelchair Tunnel.
2. Before assembling the tunnel, make sure you have all the parts listed and shown above.
3. Spread out the 5-colour panel tunnel fabric (Part C). The U-shape pipe is already inserted into the tunnel fabric before assembly.
4. Locate the leg rods (Part B) and insert them into the pipe sleeves of tunnel fabric to connect the extended red portion of the U-shape pipes, and slide together.
5. For each colour panel, apply 1 supporting rod (Part A) for the bottom (both legs), one for the middle (both legs), and one for the top of the colour panel. Each supporting rod has C-hooks on both ends to connect one leg rod to another. For better stability, we highly recommend connecting the first 2 legs on the outside; the 2-3 on the inside; the 3-4 on the outside; and so forth. In addition, please also place the middle bars & ceiling bars on the inside of the tunnel for safety.

**SAFETY**

Always supervise the use of this product.

**CARE AND MAINTENANCE**

1. Wipe clean with a soft cloth that has been very slightly dampened with a mild soap solution.
2. Do not use bleach or abrasive/harsh cleaning products.
3. Keep away from sources of heat.

**SPECIFICATION**

Approximate size: 295 x 100 x 160cm

Further copies of these instructions can be downloaded at [www.rompa.com](http://www.rompa.com)




We hope you find our instructions invaluable. If you have any suggestions for improving them further your comments will be greatly received – please contact us at [producthelp@rompa.com](mailto:producthelp@rompa.com)


# ROMPA®

## TUNEL PARA CADEIRAS DE RODAS 20528



### CONTEÚDO

Peça nº	Fotografia	Descrição	Quantidade
A		Vara de suporte com 54cmC, com gancho vermelho colado em ambas as pontas	25 Peças
B		Vara com 92cmC com uma tampa branca colada na ponta	12 Peças
C		Tecido do túnel com 5 cores com inserção de 6 tubos em forma de U com conectores ligados	1 Unidade



**ANTES DE UTILIZAR**

1. Encontre uma localização nivelada e segura para colocar o túnel para a cadeira de rodas.
2. Antes de montar o túnel, verifique se possui todas as peças listadas acima.
3. Espalhe os 5 painéis de tecido (peça C). O tubo em forma de U já está introduzida no tecido antes de montar.
4. Localize as patas (peça B) e introduza-as nas mangas de tubo para ligar a extensão vermelha dos tubos em forma de U.
5. Em cada painel colorido, aplique 1 vara de suporte (Peça A) no fundo, no meio e no topo. Cada vara de suporte tem um gancho em cada ponta para ligar uma vara à outra. Para melhor estabilidade, recomendamos que ligue primeiro as duas patas exteriores; a 2-3 no interior; a 3-4 no exterior, etc. Para além disso, por favor coloque também as barras do meio e as barras do teto no interior do túnel para dar segurança.

**SEGURANÇA**

Supervisione sempre a utilização deste produto.

**CUIDADO E MANUTENÇÃO**

1. Limpe com um pano macio ligeiramente húmido com água e sabão.
2. Não utilize lixívia ou produtos de limpeza abrasivos.
3. Mantenha afastado de fontes de calor.

**ESPECIFICAÇÕES**

Tamanho aproximado: 295 x 100 x 160cm