



1. Product Name

Beano Swing

2. Product Code

14113

3. Colour

As above.

4. Brief Description

Improved design – softer rope for extra comfort to little hands! A robust, waterproof nylon bag filled with polystyrene beans.

5. Contents

- 1 x Beano swing

6. Snoezelen® Stimulations

- Vestibular

7. Best Use

Use with a safe and appropriate suspension system.

8. Compatible ROMPA® Products

13672 – Hanging Bracket
21548 – Height Adjustment System
21559 – Safety Rotational Device
21570 – Safety Snap

9. Starting Up

- Choose an appropriate and safe location for the product
- Making absolutely sure that your ceiling is capable of holding the weight of a Beano Swing in use (i.e. Beano Swing and a moving person), suspend the Beano Swing using appropriate fixings.
- A suspension system is not included - see the ROMPA® Catalogue for details of Hanging Bracket (13672), Height Adjuster (13626) and Rotational Device (13738) etc.
- This swing is not compatible with Suspension System 17687

10. Detailed Description

Improved design – softer rope for extra comfort to little hands! A robust, waterproof nylon bag filled with polystyrene beans. Swing on the Beano by gripping the swing between your thighs, resting on the bean bag seat.

11. Safety

Always supervise the use of this product.

- Do not use in the unlikely event of product failure/malfunction/damage.
- Please check the item carefully for any damage that may have occurred during shipping. If the carton appears damaged, carefully check the shipping carton for damage and be sure all accessories necessary to operate the swing have arrived intact. In case of any difficulties, please contact ROMPA®.
- Check the Beano Swing for signs of wear and tear and replace as required.
- The user should always wear a safety helmet with all suspended equipment.
- Use wall/floor cushioning of an appropriate thickness with all suspended equipment.
- For indoor use only.

This product is not a toy. Any activity involving motion, height, or rotation may cause serious injury. This product is intended for use under the supervision of trained professionals.

12. Technical Specification

Materials: Nylon bag with polystyrene beans.

Swing Size: 90cm circumference, 50cmL

Rope Length : Approximately 140cmL

The rope has a fixed plastic tear-shaped eyelet at the top to suspend from your system.

13. Installation

NOTE: All hanging equipment requires a minimum ceiling height of 8 feet/2.5 metres and should be positioned a clear distance of 6 feet/1.8 metres from any adjacent walls and other obstacles.

Working load: 90 kg (200lbs).

14. Care and Maintenance

1. Store indoors in a safe place out of direct sunlight when not in use.
2. Wipe clean with a damp cloth and a mild soap solution.

15. Troubleshooting

Not applicable.

Further copies of these instructions can be downloaded at www.rompa.com

We hope you find our instructions invaluable. If you have any suggestions for improving them further your comments will be greatly received – please contact us at

producthelp@rompa.com



SAC BALANÇOIRE 14113

CONTENU

1 x sac balançoire

NOTEZ : Tout équipement de suspension nécessite une hauteur minimum du plafond de 2.5 mètres, et devrait être situé au moins de 1.8 mètres des murs ou des autres obstacles.

Capacité de charge maximale - 90 kilos.

AVANT DE L'USAGE

Vérifiez que votre plafond peut soutenir le poids d'un sac balançoire en usage. Un système de suspension n'est pas compris – voir notre catalogue pour détails du Crochet de Suspension (13672), du Système de Réglage de la Hauteur Southpaw (13626), et du Mousqueton de Sécurité (13738) etc.

SÛRETÉ

- Vérifiez ce produit pour de l'usure et le remplacez selon besoin
- Il faut toujours surveiller l'usage de ce produit
- Le port du casque de protection est recommandé lors de l'utilisation du kit d'intégration.
- Servez-vous des tapis de sécurité d'une épaisseur bien choisie au sol/aux murs.
- Servez-vous des coussins muraux aussi.
- Pour l'usage à l'intérieur.

ENTREPOSAGE ET NETTOYAGE

1. Quand l'équipement est hors d'usage, rangez-le à l'écart du soleil dans un lieu sûr.
2. Essayez avec un chiffon un peu humide.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Sac : Sac en nylon rempli en billes de polystyrène.

Dimensions : 90 cm de circonférence, 50 cm de long.

Corde : 140cm